

Grupa ECE II - III
15 - 36 kg

NAVIGATOR

Pierwszy składany fotelik rehabilitacyjny



THOMASHILFEN NAVIGATOR

„Rodziny, które dużo podróżują chcą być elastyczne i niezależne. Zwykle foteliki rehabilitacyjne są często nieporęczne zwłaszcza podczas podróżowania. Wyjątkowy fotelik **Navigator** firmy THOMASHILFEN jako dodatkowy fotelik ułatwia życie codzienne aktywnym rodzinom. Można go bardzo szybko złożyć i zabrać ze sobą. Dziecko siedzi bezpiecznie zapięte nie tylko w samochodzie, ale również w każdym innym miejscu. “



Dzięki sprytnemu **SYSTEMOWI SKŁADANIA** fotelik jest poręczny i zajmuje niewiele miejsca



UCHWYT NA KUBEK

Duży uchwyt na kubek to miejsce na napoje, przekąski i zabawki (mocowanie prawo lub lewostronne)

TAPICERKA

Miła w dotyku przepuszczająca powietrze, zdejmowana z możliwością prania w 40° C

KLIN ODWODZĄCY

Miękki, regulowany w dwóch pozycjach klin zapobiega krzyżowaniu nóg

ZAGŁÓWEK

7-stopniowa łatwa i szybka regulacja



PAS 5-PUNKTOWY

Pozycjonujący pas 5-punktowy zapewnia bezpieczeństwo, a praktyczne zatrzaski zapobiegają przed skręceniem pasów

PELOTY BOCZNE PODTRZYMUJĄCE

Dodatkowe duże peloty boczne podtrzymują nawet szczupłe dzieci



UCHWYT DO PRZENOSZENIA

Złożony fotelik można wygodnie przenosić dzięki uchwytowi

PASY BEZPIECZEŃSTWA

Zintegrowane pasy umożliwiają zapięcie fotelika w miejscach innych niż samochód




Thomashilfen

Codzienne użytkowanie
(przykłady)



Jako dodatkowy fotelik, kiedy główny jest zbyt duży lub w innym samochodzie.



Możliwość używania w autobusie lub pociągu.



Bezpieczna pozycja siedząca podczas rodzinnego spędzania czasu na zewnątrz.



YouTube

Obejrzyj film:
THOMASHILFEN
Navigator w codziennym
użytkowaniu


THOMASHILFEN Navigator



Więcej szczegółów na stronie:
www.thomashilfen.com/navigator



Wyposażenie standardowe



Zintegrowany 5-punktowy pas pozycjonujący, praktyczne zatrzaski zapobiegają skręceniu pasów



Miękki, regulowany w dwóch pozycjach klin odwodzący zapobiega krzyżowaniu nóg



Dodatkowe duże peloty boczne podtrzymują nawet szczupłe dzieci



Pasy bezpieczeństwa umożliwiające zapięcie fotelika w innym miejscu niż samochód

Akcesoria



Dzięki torbie transportowej złożony fotelik można wygodnie przechowywać i przetransportować

Dostępny w 5 kolorach



SZARY

CZERWONY

NIEBIESKI

ZIELONY

FUKSJA

Miękkie i przepuszczające powietrze obicie, które można zdjąć i wyprać w pralce w 40°C

Dane techniczne

THOMASHILFEN Navigator

Głębokość siedziska	32 cm
Szerokość siedziska przód	26 cm
Szerokość siedziska tył	26 cm
Wysokość oparcia	61 - 71 cm
Wysokość ramion (reg. pasa)	37 - 47 cm
Wymiary po złożeniu (szer. x wys. x dł.)	40 x 43 x 31 cm
Wymiary całkowite (szer. x wys. x dł.)	68 x 45 x 37 cm
Waga fotelika	ok. 5 kg
Maksymalna waga użytkownika	15 - 36 kg

Podstawowa konfiguracja:

Siedzisko i oparcie z 7-stopniową regulacją zagłówka; składany; wymiękzone siedzisko z klinem odwodzącym (regulacja w 2 pozycjach); wymiękzone oparcie z bocznymi pelotami; wymiękczony zagłówek; 5-punktowy pas; zatrzaski; uchwyt na kubek (pravo lub lewostronne mocowanie); pasy bezpieczeństwa do zapięcia poza samochodem; zdejmowane obicie, możliwość prania w pralce w 40°C

Navigator

Rückhalteeinrichtung für spezielle Anforderungen
Restraint system for special needs
S
15 - 36 kg
33.1 - 79.4 lb



Thomas Hilfen
GmbH & Co. Medico KG
27432 Bremervörde
Germany

AM OFFICE Agnieszka Mikiciuk
ul. Akademicka 51, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 83 410 70 50 fax: 83 410 70 55 tel. kom. 507 171 067
www.sklep rehabilitacyjny.com sklep@amoffice.pl